

PROTOCOLO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

Productos especializados para el sector salud



Pasos a seguir
Uso
Para



Higiene de manos

Rutinario


Lavado y sanitización de manos



Limpieza y desinfección de superficies extensas (áreas)

Rutinario / Terminal


- ✓ Pisos
- ✓ Paredes
- ✓ Techos
- ✓ Contenedores de residuos



Limpieza y desinfección de equipos

Rutinario / Terminal

Equipos biomédicos, mobiliario y superficies de alto contacto con las manos



Pre-lavado y lavado instrumental

Rutinario


Pre-lavado e inactivación de material contaminado



Limpieza y mantenimiento de instrumental y material de laboratorio (vidrio o plástico)

Rutinario


Desincrustante, renovador y detergente neutralizante



Desinfección de alto nivel

Rutinario

Material termosensible e instrumental Endoscopios



Renovador de cámara de autoclave y superficies de acero inoxidable

Rutinario

Cuidado y mantenimiento preventivo y correctivo

Exigencia media

Bonfar CHG
Jabón Antimicrobiano con Clorhexidina 0,3%

Exigencia alta

ASEPTIDINA
Jabón Quirúrgico Aseptidina (Clorhexidina 4%)

Farben 65
Gel Antibacterial con alcohol 65%

1-2 mL Disponible soporte dispensador de pared para BONFAR CHG Y FARBEN

Benziral

- ✓ Formulación a base de amonio cuaternario de 5ta generación más excipientes que mejoran su acción anti microbiana.
- ✓ No oxida ni corroe superficies metálicas.
- ✓ No requiere enjuague.
- ✓ Acción residual de 96 horas

Para Superficies (áreas): Diluya 7,5 mL a 2 Litros de agua

Eucida Advanced
Detergente y desinfectante

Eucida Free Alcohol
Equipos sensibles al alcohol*

Eucida Classic
Alcohol al 80%

* Paños húmedos empaque x 160 unidades empaque x 75 unidades

Bonzyme Spray
Pre - desinfectante y humectante para tratamiento en el punto de uso de los DMER

Bonzyme Xtra
Detergente enzimático de 5 enzimas

Para Bonzyme Xtra Diluya 7,5 mL a 1 Litro de agua

Perifar Qx
Triple acción

- ✓ Desincrustante, removedor de óxido y renovador de instrumental.
- ✓ Agente pasivador, incrementando la vida útil del instrumental.
- ✓ Detergente neutralizante de residuos alcalinos.

Uso manual o automático Diluya 50 mL a 500 mL

Eufar Side
Peróxido de Hidrógeno 7.5% estabilizado

Glutfar plus HLD
Glutaraldehído al 2% para activar

Glutfar
Glutaraldehído al 2% Listo para usar

Uso directo. Disponibles tirillas para validar el reuso

Perifar Autoclaves
Limpia, brilla y restaura el estado original.

Limpia, desinfecta y desodoriza internamente unidades dentales

NUEVO

Perifar VAC
2 en 1

Prepare 1 L de solución con 50 mL del producto. Use 800 mL en el sistema de aspiración y el restante en la escupidera.

KIT DE BIOSEGURIDAD



KIT DE HABILITACIÓN



KIT DE DERRAMES DUAL
(Biológicos y de Medicamentos)



Contacta un asesor
+57 304 462 8755
ventas@eufar.com

LÍNEA BIOSEGURIDAD

PRODUCTO	DESCRIPCIÓN
BONFAR CHG	Jabón Antimicrobiano para piel, de uso profesional, con Clorhexidina 0,3%. Presentaciones: 500 mL Galón 3.8 L
FARBEN 65	Gel Antibacterial con alcohol 65% para manos. Presentaciones: 500 mL
BENZIRAL	Detergente y Desinfectante concentrado para superficies extensas e inactivación de derrames. Presentaciones: 60 mL 1 Litro 5 Litros
KIT DE DERRAMES DUAL	Kit para inactivar derrames biológicos y medicamentos líquidos.
EUCIDA ADVANCED	Detergente y Desinfectante de superficies y equipos. Presentaciones: 240 mL 500 mL 750 mL Galón 3.8L
EUCIDA CLASSIC	Desinfectante Alcohol 80% para dispositivos médicos y equipos. Presentación: 240 mL
PAÑOS PROFESIONALES PARA DESINFECCIÓN	Paños secos para adicionar desinfectante. Presentación: Paños x 160 unds
EUCIDA FREE ALCOHOL	Detergente – Desinfectante para equipos médicos sensibles al alcohol. Presentación: 750 mL
EUCIDA FREE ALCOHOL WIPES	Detergente - Desinfectante para equipos médicos sensibles al alcohol, en paños listos para usar. Presentaciones: 75 unds / 160 unds
BONZYME SPRAY	Detergente Multienzimático. Listo para usar. Para transporte de instrumental. Presentación: 750 mL en espuma.
BONZYME XTRA	Detergente Polienzimático (5 enzimas) Líquido concentrado, para diluir. Presentacion: Litro / Galón 3.8 L
PERIFAR QX	Detergente, desincrustante y restaurador, para instrumental quirúrgico de acero inoxidable, material de vidrio o plástico de laboratorio. Presentaciones: 1 Litro y 100 mL
EUFARCIDE	Desinfectante de alto nivel con Peróxido de hidrógeno 7,5% (Acción por inmersión y contacto). Presentaciones: 1 Litro y Galón 3.8 L
TIRAS MEDIDORAS (EUFARCIDE)	Tiras medidoras para validar concentración de PERÓXIDO DE HIDRÓGENO. Presentación: Tiras por 100 unds.
GLUTFAR	Desinfectante de alto nivel Glutaraldehído 2% sin activador. Presentaciones: 1 Litro 4 Litros
GLUTFAR PLUS HLD	Desinfectante de alto nivel con Glutaraldehído 2% con activador Presentaciones: 500 mL 1 Litro / Galón 5 Litros
TIRAS MEDIDORAS (GLUTFAR)	Tiras medidoras para validar concentración de Glutaraldehído. Presentación: Frasco por 100 unds.

PERIFAR AUTOCLAVE	Limpiador, restaurador del estado original de la cámara y superficies del autoclave. Listo para usar- biodegradable. Presentación: Spray 750 mL
KIT DE HABILITACIÓN	Kit para cumplir con la Resolución 3100.
SOLFAR	Solidificador de líquidos y medicamentos. Presentación: Caja x 6 u x 10 g. c/u
SOPORTE DISPENSADOR	Soporte en acero inoxidable para BONFAR CHG y FARBEN 65, para frascos 500 mL.
ASEPTIDINA	Jabón Quirúrgico (Clorhexidina 4%) Presentaciones: 60 mL y Litro
PERIFAR VAC	Limpia, desinfecta y desodoriza internamente unidades dentales Presentación: Litro

LÍNEA DENTAL

PRODUCTO	DESCRIPCIÓN
ÁCIDO FLUORHÍDRICO	Grabador de porcelana 9,6%. Jer / 2g.
ALVOFAR	Pasta Alveolítica pote / 10 g.
CALCIFAR-P	Hidróxido de calcio pasta Jer / 2 g.
DESMINFAR	Desmineralizante Dental Jer / 10 mL.
DENTOFAR	Desensibilizante Dental Fr / 5 mL.
DETARFAR	Pasta para Profilaxis colapsible Fr / 100 g y 345 g (12 oz).
DETARFAR PROPHY MENTA	Bicarbonato de sodio, polvo fino sabor a menta para profilaxis Fr / 364 g (13 oz).
DITONOS	Revelador de placa bacteriana gotero / 10 mL.
EDTA EUFAR 17%	Irrigante de conductos Fr / 120 mL.
EUGENOL EUFAR	Líquido y analgésico tópico dental para cemento temporal Fr / 15 mL.
FLUOFAR CHICLE	Gel de fluoruro de sodio Fr / 240 mL y 500 mL.
FLUOFAR NEUTRO	Desensibilizante en gel Fr / 50 mL y 200 mL.
GROSSFAR	Cemento de Grossman Fr / 10g.
HEMOFAR	Sulfato férrico 15.5% gotero / 7 mL.
HIDRÓXIDO DE CALCIO POLVO	Hidróxido de Calcio Polvo Frasco / 10 g.
KELFAR	Quelante Ensanchador Jer / 5 g.
MOMIFAR	Momificante Pulpar gotero / 7 mL.
ÓXIDO DE ZINC	Para cemento temporal Fr / 175 g.
RETRACFAR	Cloruro de aluminio 25% gotero / 7 mL.