


NUEVO

KIT DE RESTAURACIÓN DENTAL
(resinas de fotocurado)



ZAFIRA
Light curing composite



Industria Colombiana 



Adquiérello en:

CON ZAFIRA LA ESTÉTICA Y LA RESISTENCIA VAN DE LA MANO



ZAFIRA LIGHT CURING
COMPOSITE
4.2 g

Resina compuesta
fotopolimerizable con
Nano Smart Position
(Distribución Inteligente de
Nanopartículas de Sílica)
logra resultados ideales de
estética y función.



ZAFIRA BOND
8 ml

Adhesivo de octava
generación autograbador,
cuenta con molécula de
10 MDP que incrementa la
unión entre la estructura
dental y la resina



ZAFIRA ETCHANT GEL
10 ml

Ácido fosfórico al 37% que
gracias a su fixotropía
logra una aplicación
controlada y fácil remo-
ción de los agentes
grabadores

Tonalidades:

● Dentina / Dentine

● Esmalte / Enamel

● Incisal

○ Blanco / Bleach

● Opacador / Opaquer

A1

A2

A3

B1

A1

A2

A3

B1

B2



Trans 25 Incisal

DEN

BL1.5

ENA

BL1.5

B-OP

* Los colores son de referencia y no corresponden al color real del producto final.