

TENA®



Pañales TENA

Pañales para personas con incontinencia fuerte a severa, con movilidad reducida o en cama. Además de ofrecer comodidad y seguridad para el paciente, facilitan la labor de los cuidadores al no tener que hacer tantos cambios.



Incontinencia fuerte



Incontinencia fuerte a severa

Guía de tallas y recomendaciones de cambios al día:

Medidas de la cintura

S 59 cm - 96 cm

L 89 cm - 156 cm

M 74 cm - 126 cm

XL 93 cm - 165 cm

TENA SLIP CLÁSICO

M L XL

CAMBIOS POR DÍA	1 MES	2 MESES	3 MESES
4	120	240	360

TENA SLIP ULTRA

S M L XL

CAMBIOS POR DÍA	1 MES	2 MESES	3 MESES
3	90	180	270

Si tienes alguna duda comunícate con nuestro grupo de enfermeras expertas de TENA, disponibles para ayudarte.



Escríbenos al WhatsApp



323 335 7618

Escanea el código con su celular



TENA®



¿Sabes cómo protegerte al tener una pérdida de orina?

Conoce nuestros productos especializados para la incontinencia.

TENA PANTS ULTRA

Ropa interior absorbente para personas con movilidad e incontinencia fuerte. Se ve y se siente como tu ropa interior, por su ajuste ideal al cuerpo.




Tecnología PROskin



Guía de tallas y recomendaciones de cambios al día de TENA Pants Ultra:

- Mide tu cintura baja justo donde muestra el gráfico.
- Ubica tus medidas en la tabla y selecciona tu talla ideal.



Medidas de la cintura

M 86 cm - 112 cm

L 114 cm - 147 cm

CAMBIOS POR DÍA	1 MES	2 MESES	3 MESES
2	60	120	180
3	90	180	270